

# Eye Wash Station CEDERROTH



Płukanka do oczu Cederroth – udowodniona lepsza skuteczność neutralizacji kwasów i zasad niż w przypadku roztworu soli kuchennej\*. Szafka z płukanką do oczu Cederroth została opracowana, by ułatwić szybkie udzielanie pomocy. Jest tu miejsce na 2 butelki, które otwierają się automatycznie, gdy są wyjmowane z uchwytów. Butelki zostały tak ukształtowane, by można było za ich pomocą płukać oko stałym strumieniem przez ok. 1,5 minuty. Trwałość: 4,5 roku. Użycie roztworu buforujące zwiększa szansę uratowania oka.

Płukanka do oczu Cederroth neutralizuje wartość pH w oku. To oznacza, że roztwór neutralizuje kwasy i zasady, co przynosi szybszy efekt niż w przypadku zwykłego roztworu soli kuchennej. Oddziaływanie jest ogólnie silniejsze w przypadku zasad niż kwasów.

Apteczka jest także wyposażona w automat na plaster Salvequick. Plastry w nowym automacie wyciąga się ku dołowi, zapobiegając zanieczyszczeniu lub zakrwawieniu pozostałych. Wkłady uzupełniające plaster są zamknięte na klucz w automacie, aby zabezpieczyć je przed zagubieniem. Puste wkłady odczepia się w prosty sposób za pomocą specjalnego klucza.

### **Zawartość:**

2 butelki roztworu buforującego do oczu Cederroth, po 500 ml  
automat na plastry Salvequick zawierający 40 plastrów  
tekstylnych i 45 plastrów plastikowych

1 instrukcja przemywania oczu

1 klucz

Wymiary apteczki: (S x W x G): 29 cm x 56 cm x 12 cm

REF: 721500